



T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HASTANELERİ
MERKEZ LABORATUVARI



HEMATOLOJİ LABORATUVAR İSTEK FORMU

Dosya No :/...../20
Adı Soyadı :
Bölümü :
Gönderen Dr :
Klinik Tam :
Cinsiyeti: Kadın: Erkek:
Yaş : Hb: MCV:
(Hb elektroferezi istendiğinde mutlaka yazınız)

LABORATUVAR KODU: 650

TAM KAN SAYIMI TESTLERİ		TEL:20187	KOAGULASYON TESTLERİ		TEL:20186
KOD	TETKİK ADI		KOD	TETKİK ADI	
<input type="checkbox"/> 65001	Tam Kan Sayımı (CBC)		<input type="checkbox"/> 65023	Protrombin Zamanı (PT) -INR	
<input type="checkbox"/> 65002	Periferik Yayma Boyama		<input type="checkbox"/> 65024	Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı (aPTT)	
<input type="checkbox"/> 65003	Retikülosit Boyama		<input type="checkbox"/> 65025	Trombin Zamanı (TT)	
<input type="checkbox"/> 65004	Retikülosit Sayımı		<input type="checkbox"/> 65026	Fibrinojen	
<input type="checkbox"/> 65005	Sedimentasyon		<input type="checkbox"/> 65027	D-Dimer	
<input type="checkbox"/> 65006	Kemik İliği Boyama (Wright yada Giemsa)		<input type="checkbox"/> 65028	Antitrombin III	
<input type="checkbox"/> 65007	BOS 'ta Hücre sayımı		<input type="checkbox"/> 65029	Mix Test	
HEMATOLOJİ ESTLERİ		TEL:20216	<input type="checkbox"/> 65030	Protein C	
<input type="checkbox"/> 65008	Asit-Ham Testi		<input type="checkbox"/> 65031	Protein S	
<input type="checkbox"/> 65010	Kriyoglobulin Testi		<input type="checkbox"/> 65032	APC Resistansı	
<input type="checkbox"/> 65011	Methemoglobin Miktar Tayini Testi		<input type="checkbox"/> 65033	Lupus Antikoagulan (Tarama+Doğrulama)	
<input type="checkbox"/> 65012	Ozmotik Frajlite Testi		<input type="checkbox"/> 650401	Faktör II	
<input type="checkbox"/> 65013	Glikoz-6-Fosfat Dehidrogenaz Testi		<input type="checkbox"/> 65034	Faktör V	
<input type="checkbox"/> 65014	Piruvat Kinaz Testi		<input type="checkbox"/> 650402	Faktör VII	
<input type="checkbox"/> 65015	Oraklaşma Testi		<input type="checkbox"/> 65035	Faktör VIII	
<input type="checkbox"/> 65016	Hemoglobin Elektroferezi (A2,F,S,C,D,E Kapiler Elek. ile)		<input type="checkbox"/> 65036	Faktör IX	
<input type="checkbox"/> 65017	Hemoglobin H Boyası		<input type="checkbox"/> 65037	Faktör X	
<input type="checkbox"/> 65018	Sudan Black B Boyası		<input type="checkbox"/> 65038	Faktör XI	
<input type="checkbox"/> 65019	PAS Boyası		<input type="checkbox"/> 650403	Faktör XII	
<input type="checkbox"/> 65020	Peroksidaz Boyası		<input type="checkbox"/> 65039	Faktör XIII	
İN VİTRO İLAÇ DUYARLILIĞI TESTLERİ		TEL:20216	<input type="checkbox"/> 65042	İnvitro Kanama Zamanı (Kollajen-Epinefrin + Kollajen-ADP)	
<input type="checkbox"/> 65053	Aspirin Duyarlılığı		<input type="checkbox"/> 65043	Trombosit Agregasyon Testi (ADP, Kollojen, Ristosetin)	
<input type="checkbox"/> 65054	Klopidogrel Duyarlılığı		<input type="checkbox"/> 65048	Von Willebrant Faktör (Antijenik+Ricof)	
			<input type="checkbox"/> 65057	Faktör VIII İnhibitör Tayini	
			<input type="checkbox"/> 65058	Faktör IX İnhibitör Tayini	

TAM KAN SAYIMI TESTLERİ için kan alınır

* **CBC, Periferik, Yayma, Retikülosit Boyaması ve sayımı için** 2ml'lik EDTA'lı (Mor kapaklı) tüpe çizgiye kadar kan alınır. Pediatrik EDTA'lı (Küçük Mor kapaklı) tüp yalnızca yenidoğan ve küçük bebeklerde kullanılır ve kan miktarı mutlaka çizgiye kadar alınmalıdır. Aynı kan **Sedimentasyon testinde kullanılır**. Pediatrik tüpten Sedimentasyon testi çalışılmaz.

* **Sedimentasyon testi için** 2ml'lik EDTA'lı (Mor kapaklı) tüpe çizgiye kadar kan alınır

HEMATOLOJİ TESTLERİ için kan alınır

* **Methemoglobin testi için** 2 ml EDTA'lı taze kan alınır.

* **Asit-Ham testi için** hasta ile aynı kan grubundan kontrolden 10cc düz kan, 3 cc heparinize kan, hastadan 3cc heparinize kan alınır.

* **Hb Elektroferezi, Enzimler, Ozmotik Frajlite ve Oraklaşma testleri için** 3-5 cc heparinize kan alınır. Sadece Hb Elektroferezi için 2 cc EDTA'lı kan alınabilir.

* **Enzimler için** 2 ml EDTA'lı taze kan alınır. Sadece Oraklaşma için 0,5 cc EDTA'lı kan alınabilir.

* **Kriyoglobulin kanı jelli Biyokimya tüpüne** 5 cc düz kan alınır ve laboratuvara bekletmeden acil gönderilir.

* **Hemoglobin H Boyası için** 2ml'lik EDTA'lı (Mor kapaklı) tüpe kan alınır. Taze kanla çalışıldığı için bekletmeden acil gönderilir.

KOAGÜLASYON TESTLERİ için kan alınır (Aşağıdaki testler için alınan kanlar bekletilmeden, laboratuvara gönderilmelidir.)

* **PT, aPTT, TT, Fibrinojen, D-DİMER, ATIII testleri için** 2 ml'lik sitratlı (mavi kapaklı) tüpe (**Yenidoğan hastaları için** pediatrik sitratlı (küçük mavi kapaklı) çizgiye kadar kan alınır ve hızla laboratuvara gönderilir. Ek olarak **Protein C, Protein S, APC Resistansı** testleri istendiğinde **iki adet** 2 ml'lik sitratlı (mavi kapaklı) tüpe alınıp gönderilmelidir.

* **Faktör ve Faktör İnhibitör testleri için** 4 cc lik sitratlı (mavi kapaklı) koagülasyon tüpüne belirtilen çizgiye kadar kan alınır. Y Beklemeden laboratuvara gönderilir. Pediatri grubu için en az 2 ml'lik sitratlı (mavi kapaklı) tüplere kan alınmalıdır.

* **İnvitro Kanama Zamanı için** en az 4 ml'lik sitratlı (mavi kapaklı) tüplere kan alınmalıdır.

* **Trombosit agregasyon testi için** aspirin yada trombosit agregasyonunu bozan ilaçların kullanılmadığı ve Trombosit sayısının 100.000/mm³ nin altında olmadığından emin olduktan sonra 2 adet 4 ml lik mavi kapaklı tüpe çizgiye kadar kan alınır Laboratuvara bekletmeden gönderilir.

* **İnvitro İlaç Duyarlılığı Testleri için** Hirudinli tüpe 3 ml (çizgiye kadar) kan alınır.

Laboratuvar irtibat telefonu: 0 352 4374901 İç hat: 20186 / 20187 / 20216