

İMMÜNOLOJİ LABORATUVAR İSTEK FORMU

Dosya No :
Adı Soyadı : Tarih :/...../ 20.....
Bölümü : Cinsiyeti : Kadın Erkek
Gönderen Dr. : Yaş :
Klinik Bilgi : Lökosit Sayısı:.....
Numune Türü: Periferik Kan Kemik İliği

LABORATUVAR KODU: 691 VERİLEN RANDEVU TARİHİ:/...../ 200... SAAT:.....

SERUMDA ÇALIŞILAN TESTLER

HÜCREDE ÇALIŞILAN TESTLER

KOD	TETKİK ADI	KOD	TETKİK ADI
<input type="checkbox"/> 01	Ig G	<input type="checkbox"/> 66	İmmün Yetmezlik Paneli
<input type="checkbox"/> 02	Ig A	<input type="checkbox"/> 69	ALL - AML Paneli
<input type="checkbox"/> 03	Ig M	<input type="checkbox"/> 64	Nötrofil Kemotaksis
<input type="checkbox"/> 04	Ig E	<input type="checkbox"/> 65	Fago Test
<input type="checkbox"/> 05	Ig G Sub Grupları	<input type="checkbox"/> 67	DNA Hücre Siklusu ve Paneli
<input type="checkbox"/> 06	Kompleman C ₃ C	<input type="checkbox"/> 61	Transformasyon (PHA)
<input type="checkbox"/> 07	Kompleman C ₄	<input type="checkbox"/> 63	Lenfosit Kemotaksis
<input type="checkbox"/> 08	Seruloplazmin	<input type="checkbox"/> 75	Monoklonal Antikor. Akım SitometriTayini (Her biri)
<input type="checkbox"/> 09	Transferrin		
<input type="checkbox"/> 12	Kappa	BOS'TA ÇALIŞILAN TESTLER	
<input type="checkbox"/> 13	Lambda	<input type="checkbox"/> 23	Bos Ig G Düzeyi
<input type="checkbox"/> 15	Alfa-1 Antitripsin	<input type="checkbox"/> 117	BOS İmmünfiksasyon Elektroforezi (Oligoklonal bant)
<input type="checkbox"/> 18	Beta-2 Mikroglobulin		
<input type="checkbox"/> 19	C ₁ Esteraz İnhibitörü		
<input type="checkbox"/> 20	Serumda 5a Aktivitesi		
<input type="checkbox"/> 21	CH ₅₀		
<input type="checkbox"/> 22	Ig D		
<input type="checkbox"/> 26	Haptoglobin		
<input type="checkbox"/> 127	Serum Amiloid A (SAA)		
<input type="checkbox"/> 116	Serum İmmünfiksasyon Elektroforezi		

- İmmünoji Laboratuvarı isteklerinde formda yer alan hasta bilgileri eksiksiz doldurulmalıdır.
- 65, 66, 69 ve 75 kodlu testler Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri çalışılmaktadır. Hastadan alınan kan örnekleri, çalışma günleri saat 12:00'ye kadar laboratuvar sekreterliğine ulaştırılmalıdır.
- 65, 66, 69 ve 75 kodlu testler için, 2mL'lik CBC tüpüne (mor kapaklı) kan alınmalıdır.
- 61 kodlu test için, laboratuvardan randevu alınmalıdır.
- Serumda çalışılan testler için biyokimya tüpüne kan alınmalıdır.
- 116 kodlu test istendiğinde; 01, 02, 03, 12 ve 13 kodlu testlerin de istenmesi zorunludur.
- 117 kodlu test istendiğinde; 01 ve 23 kodlu testlerin de istenmesi zorunludur.